



Castellini SKEMA 5 CP - Modell 2023



CASTELLINI
PASSION FOR DENTISTRY SINCE 1935

- Bedienpanel LCD Touch
- Patientenstuhl N.S. mit Tragfähigkeit bis 190 kg
- Doppelgelenkarm mit mechanischer Armbremse
- Unabhängige Sprayregelung für jedes Instrument
- System A.C.A. (Automatic Chip Air), Rücksaugstopp an den Instrumenten
- Endofunktion (OPTION)
- 4 Benutzerprofile

Grundausrüstung:


- Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen und 5 Instrumentenablagen
- Doppeltrayablage auf Arztelement
- Doppelgelenkkopfstütze, höhenverstellbar
- Keramikspeischale, manuell schwenkbar
- Absaugstopp über Bodenplatte
- OP-Leuchte VENUS PLUS LED an der Einheit
- grosser und kleiner Saugschlauch mit 2 Filter
- Bottle-System

Ausstattungspaket Spring-Edition:

- Lichtturbineneinrichtung
- 1 x HANDY POWER LED FLUO Mikromotor
- 1 x HANDY POWER LED Mikromotor
- PiezoLED Scaler
- 3-Funktionspritze Arzt
- Fussanlasser Power-Pedal, kabelgebunden
- Heizung für Spülgasfüller
- Vorbereitet für Nassabsaugung inkl. Dürr MSBV
- Time Flushing Spülsystem
- SHD Absaugschlauch-Desinfektion
- Armlehne links Patiententiege

AKTIONSPREIS

21.499,- €*



Leasing

SKEMA 5 CP 21.499,00 €*
Leasing / Teilamortisation
Laufzeit 60 Monate / 10% Restwert **401,00 €***

* Die Preise sind gültig bis zum 30.06.2024 bzw. solange der Vorrat reicht. Abbildungen zeigen ggf. Mehrausstattung. Soweit erforderlich, wird für die Montage eine Servicepauschale berechnet, ansonsten erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Es gelten die AGB von Pohl & Schneider Dental. Leasing- und Finanzierungsangebote sind freibleibend und vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung des jeweiligen Finanzinstitutes.
** Garantie Extended Service nach Bedingungen des Herstellers